

ULTRACLOR

ULTRACLOR ULTRADECANTADOR

Revisão: 00

Versão: 21/09/2023

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ultraclor Ultra decantador é um coagulante pré-polimerizado de carga catiônica aplicada para o tratamento de água de piscina. Por ser um produto de alta eficiência no processo de coagulação e decantação, apresenta consumo reduzido em relação a coagulantes convencionais, com a vantagem de permitir melhores parâmetros finais na água tratada. Clareia a água sem comprometer sua qualidade. Remove toda a sujidade presente sem afetar o pH da água.

2. IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

CAS: 12042-91-0

Fórmula Molecular (Componente Principal): $Al_2(OH)_5Cl \cdot 2H_2O$

Nome Comercial: Solução de Cloridrato de Alumínio

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor e aparência: líquido amarelado escuro

Odor: inodoro

Peso Molecular: 241.432 g/mol

pH a solução 1%: 2,2 – 4,0

Ponto de Fusão: não aplicável

Solubilidade em água: solúvel em água.

Teor do componente ativo: 8%

Validade: 24 meses.

4. USOS RECOMENDADOS

Ajuste a Alcalinidade Total da água entre 80 e 120 ppm, com ajuda do Kit Teste de Alcalinidade e o produto Ultraclor Estável. Com o filtro na posição “filtrar”, dilua o ULTRADECANTADOR em um balde plástico contendo água e espalhe a solução sobre a superfície da piscina. Mantenha o filtro funcionando por 6 a 8 horas seguidas. Após a floculação, aspire o fundo da piscina com o filtro na posição “drenar” e em seguida retrolave o filtro. Importante: O uso de ULTRADECANTADOR não dispensa a desinfecção com cloro e controle do pH.

Para águas com alta turbidez, use de 6 ml de ULTRADECANTADOR para cada 1.000 l (1 m³) de água a ser tratada. Para manutenção da água use 1 ml de ULTRADECANTADOR para cada 1.000 l (1 m³) de água semanalmente, aumentando a dose caso necessário.

ULTRACLOR

ULTRACLOR ULTRADECANTADOR

Revisão: 00

Versão: 21/09/2023

5. CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Nunca misture com outros produtos químicos. Evite contato com olhos, pele e roupa. Estoque o produto em local fresco e ventilado. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Estoque o produto em local fresco e ventilado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave as partes atingidas com água fria em abundância por pelo menos 15 minutos, se ingerido, procure um médico levando a embalagem ou rótulo do produto.

6. ACIDENTES

Em caso de contato com os olhos e mucosas lave as partes atingidas em água fria corrente em abundância durante o período mínimo de 15 minutos. Em caso de ingestão acidental entre em contato com uma unidade de saúde e se possível leve a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de outras dúvidas entre em contato com os canais de toxicologia disponíveis na sua cidade.

7. EMBALAGEM

Ultraclor Ultradecantador é comercializado em embalagens de 1 litro.